



FICHA TÉCNICA EYECTORES DE SALIVA

FT-DT-001

Versión: 01

01/02/2020

1 De 3



NOMBRE GENERICO	EYECTORES DE SALIVA
NOMBRE COMERCIAL	Eyectores de saliva
MARCA	PROTECTS CLINIC®, ALFASAFE®, PROTECTS HYGIENIC®, STERILSAFE®, MAXHEALTH PRODUCTOS MEDICOS DE COLOMBIA®, SIN MARCA
TIPO DE PRODUCTO	DISPOSITIVO MÉDICO
REGISTRO SANITARIO	INVIMA 2018DM-0018347
VIGENCIA DEL REGISTRO	31 de Julio de 2028
TIPO DE RIESGO	Clase I - Riesgo Bajo
VIDA ÚTIL	5 años

DESCRIPCIÓN	<ul style="list-style-type: none"> • Dispositivo Médico no estéril, descartable. • Boquilla plástica de PVC: Boquilla color blanco, largo 1.4cm, diámetro interno – 0.20mm, diámetro externo 7.25mm. • Cuerpo flexible de PVC traslúcido: Cuerpo transparente o azul traslúcido con boquilla blanca o transparente, largo 14 cm +/- 0,5, Diámetro Interno - 0,60mm, Diámetro externo 4,91 +/- 0,05, peso 3,87 +/- 0,1 • Alambre recubierto sin memoria: Alambre cubierto sin memoria
--------------------	--



FICHA TÉCNICA EYECTORES DE SALIVA

FT-DT-001

Versión: 01

01/02/2020

2

De

3

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO	<ul style="list-style-type: none">• Humedad Relativa: MÁXIMA 70%• Temperatura: MÁXIMA 32C°• Almacenar en lugar fresco y seco.• Inadecuadas condiciones de almacenamiento, carga y descarga brutal probablemente afectará la calidad del producto.
USOS	<ul style="list-style-type: none">• Los eyectores de saliva son dispositivos odontológicos que se utilizan directamente en la boca, para evacuar los fluidos tales como agua, saliva, sangre generados durante los procedimientos odontológicos clínicos.• Son óptimos para mantener el medio bucal seco, y así permitirle al odontólogo un trabajo cómodo en un área libre de fluidos. <ol style="list-style-type: none">a) Conecte el extremo contrario a la boquilla, a la manguera que viene desde la unidad de succión.b) Realice el doblaje del eyector de tal manera que se pueda introducir y sostener la boca, procurando que el alambre quede ubicado lateralmente para mejorar la succión.c) Introducir el eyector de tal manera que la boquilla descansa sobre el piso de la boca.d) El producto no requiere esterilización o desinfección para su uso normal.
PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS	<ul style="list-style-type: none">• No almacenar en ambientes húmedos.• No utilizar si el empaque se encuentra abierto.• El producto debe mantenerse dentro de la bolsa para protegerlo del polvo y la humedad, sin embargo, debe ser un lugar seco, fresco y limpio.
DISPOSICIÓN FINAL	<ul style="list-style-type: none">• Según la Norma Técnica de Manejo de Residuos Sólidos Hospitalarios se debe desechar como residuos peligrosos biológico-infecciosos.• En caso de que el producto se encuentre contaminado con residuos radioactivos, se colocarán en recipientes rígidos, los cuales deben estar rotulados con el símbolo de "peligro radioactivo"

PRESENTACIÓN COMERCIAL

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN COMERCIAL (Unidad de Venta)	UNIDAD EMBALAJE
ESPC001	EYECTORES DE SALIVA	100 UNIDAD	50 BOLSAS X 100 UNIDADES



**FICHA TÉCNICA
EYECTORES DE SALIVA**

FT-DT-001

Versión: 01

01/02/2020

3

De

3