



FICHA TÉCNICA

**OVEROL CON CAPUCHA Y ZAPATONES ALTA PROTECCION
NO ESTERIL AZUL PROTECTS CLINIC®**

FT-DT-008

Versión 01

02/07/2020

1

De

2



NOMBRE GENERICO	OVEROL CON CAPUCHA Y ZAPATONES ALTA PROTECCION NO ESTERIL AZUL
NOMBRE COMERCIAL	OVEROL CON CAPUCHA Y ZAPATONES ALTA PROTECCION NO ESTERIL AZUL PROTECTS CLINIC®
MARCA	PROTECTS CLINIC®
TIPO DE PRODUCTO	Ropa desechable
REGISTRO SANITARIO	No Requiere Registro Sanitario Certificación N° 2020023354
VIDA ÚTIL	5 años



FICHA TÉCNICA

**OVEROL CON CAPUCHA Y ZAPATONES ALTA PROTECCION
NO ESTERIL AZUL PROTECTS CLINIC®**

FT-DT-008

Versión 01

02/07/2020

2

De

2

<p>DESCRIPCIÓN</p>	<p>Producto enterizo con cierre en cremallera, puño, capucha y con polainas ajustable para la protección de todo el cuerpo.</p> <p>Características de la tela</p> <ul style="list-style-type: none"> •Material: tela SMS 30 y 35 g/m² (±2) poli olefina tipo polipropileno filamento (alta protección), suavidad al tacto. •Color: color Azul <p>Medidas:</p> <table border="1" data-bbox="407 663 980 735"> <thead> <tr> <th>A</th> <th>B</th> <th>C</th> <th>D</th> <th>E</th> <th>F</th> <th>G</th> <th>H</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>60</td> <td>64</td> <td>52</td> <td>165</td> <td>1</td> <td>71</td> <td>18</td> <td>61</td> </tr> </tbody> </table>	A	B	C	D	E	F	G	H	60	64	52	165	1	71	18	61
A	B	C	D	E	F	G	H										
60	64	52	165	1	71	18	61										
<p>CARACTERÍSTICAS</p>	<ul style="list-style-type: none"> •El OVEROL CON CAPUCHA Y ZAPATONES ALTA PROTECCION NO ESTERIL AZUL PROTECTS CLINIC®. Supera estándares de calidad, seguridad y comodidad, ofreciendo protección y confort necesario para el paciente. Evita el contacto corporal del tronco, miembros superiores e inferiores, protegiéndolos de peligros relacionados con labores que implican exposición a sustancias de laboratorio y/o secreciones corporales. 																
<p>CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> •Humedad Relativa: MÁXIMA 70% •Temperatura: MÁXIMA 32C° •Almacenar en lugar fresco y seco, evitando los rayos directos del sol. •Inadecuadas condiciones de almacenamiento, carga y descarga brutal probablemente afectará la calidad de los productos. 																
<p>USOS</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Implemento de protección personal imprescindibles para los procedimientos en clínicas, hospitales, spa, peluquerías, consultorios centros de salud. Tela repelente a fluidos. 																
<p>PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS</p>	<ul style="list-style-type: none"> •Producto para un solo uso. •Si la unidad se encuentra averiada esta debe ser descartada. •Se debe considerar las precauciones recomendadas por normas de bioseguridad, si se tiene en cuenta lo siguiente: <i>"Todos los pacientes y sus fluidos corporales deben ser considerados como potencialmente infectantes y se debe tomar las precauciones necesarias para prevenir que ocurra transmisión."</i> 																
<p>DISPOSICIÓN FINAL</p>	<ul style="list-style-type: none"> •Desechar como residuos peligrosos biológico-infecciosos. 																

PRESENTACIÓN COMERCIAL

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE VENTA	CORRUGADO
OAPNE001	OVEROL CON CAPUCHA Y ZAPATONES ALTA PROTECCION NO ESTERIL AZUL ALFA SAFE®	BOLSA X 10 UNIDAD	CAJA X 60 UNIDADES